

SLUŽBA KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE

UREĐAJI ZA SERVIS I UMJERAVANJE 2025

VRSTA UREĐAJA	KOLIČINA	UMJERAVANJE	SERVIS
ZAŠTITNI KABINETI:		Za odrđivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje zaštitnih kabinetova.	Servis se radi u slučaju kvara ili nakon odrđene validacije, a koja je ustanovila da neki od zaštitnih kabinetova ne radi ispravno. U slučaju mijenjanja filtera serviseri ih zbrinjavaju. Nakon servisa treba odraditi umjeravanje, prema traženim protokolima
<i>SAFE FAST ELITE DASIT GROUP</i>	1	+	+
<i>MINI 2 EHRET</i>	1	+	+
<i>ESCO CLASS IIBSC SENTINEL GOLD</i>	1	+	+
<i>BIOSAN DNA/RNA UV CLEANER BOX</i>	1		+
VODENA KUPELJ:		Za odrđivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje	Servis se radi u slučaju kvara
<i>MEMMERT</i>	1	+	+
INKUBATORI:		Za odrđivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje	Servis se radi u slučaju kvara
<i>POL EKO APARATUR</i>	1	+	+
<i>KAMBIČ</i>	1	+	
<i>Integrirana(uzidana) inkubatorska komora</i>	1	+	+
<i>MEMMERT MODELS 30-1060</i>	1	+	+
CENTRIFUGE:		Za odrđivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje	Servis se radi u slučaju kvara
<i>ROTOFIX 32 HETTICH</i>	2	+	+
<i>ROTOFIX 32 A HETTICH</i>	1	+	+
<i>HERMLE Z 400</i>	1	+	+
MIKROCENTRIFUGE:			+
<i>BIOSAN FUL-2400N</i>	1	+	+
<i>MIKRO 200 HETTICH</i>	1	+	+

TRESKALICE/MUĆKALICE :		Za odrđivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje	Servis se radi u slučaju kvara
Ibx V05	2	+	+
GRANT BIO PV 1	1	+	+
HEIDOLPH REAX TOP	2	+	+
TEHTNICA EV 102	1	+	+
HEIDOLPH TITRAMIX 101	2	+	+
PHOENIX INSTRUMENTS RS OS 20	1	+	+
MIKROSKOPI optički:			Servis mikroskopa podrazumijeva čišćenje i centriranje optike (kalibracija mikrometra, klizač mikroskopa i okular sa mernom skalom), kao i zamjenu dotrajalih dijelova. (*Kod KERN IF mikroskopa zamjena IF žarulje)
EUROMEX	4		+
MIKROSKOP IF:			
KERN OPTICS IF	1		+
HLADNJACI BEZ LEDENICE:		Za odrđivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje	Servis se radi u slučaju kvara
GORENJE	2	+	+
CANDY	1	+	+
WHIRLPOOL	1	+	+
ELECTROLUX	1	+	+
HLADNJACI SA LEDENICOM:			
ZANUSSI	2	+	+
GORENJE	1	+	+
INDESIT	1	+	+
HLADNJACI SA KLIZNIM VRATIMA:			
BOLARUS	2	+	+
METRO GSC 850	1	+	+
LEDENICA::			
BOSCH	1	+	+
PERILICA:			Servis se radi u slučaju kvara
LANCER	1		+
SUHI STERILIZATORI:		Za odrđivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje	Servis se radi u slučaju kvara

BINDER	2	+	+	
AUTOKLAVI:		Za odradivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje autoklava.	Redovno servisiranje autoklava podrazumijeva zamjenu svih dijelova na godišnjoj razini za dobro funkcioniranje autoklava. U sklopu servisa je potrebno baždariti manometar, odnosno zamijeniti s baždarenim (certifikat priložiti) i podesiti sigurnosni ventil (priložiti izvješće o sigurnosnom ventilu).	
SELECTA 80L	1	+	+	
SELECTA 40L	1	+	+	
PLAMENICI:			Servis plamenika treba obaviti ovlašteni serviser uz predočenje certifikata da je sposobljen.	
INTEGRA FIREBOY	4		+	
INTEGRA FLAM BOY	1		+	
DESTILATOR-REVERZ.OSMOZA:			Servis uključuje promjenu svih dijelova uređaja za pravljenje destilirane vode koji se tokom jedne godine rada trebaju mijenjati kako bi uređaj ispravno radio. Po obavljenom servisu potrebno je izdati certifikat o napravljenom servisu i umjeravanju instrumenta za mjerjenje vodljivosti	
HYDROLAB	1		+	
PUMPA PERISTALTIČKA:		Za odradivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje	Servis uključuje promjenu svih dijelova uređaja koji se tokom jedne godine rada trebaju mijenjati kako bi uređaj ispravno radio. Po obavljenom servisu potrebno je izdati certifikat o napravljenom servisu i umjeravanju instrumentai	
INTEGRA DOSE IT	1	+	+	
VAGE:		Za odradivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje	Servis se radi u slučaju kvara	
SCALTEC	1	+	+	
KERN PEJ	1	+	+	
PIPETE		Za odradivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje	Servis se radi u slučaju kvara	
EPENDORF 10 µl	4	+	+	
EPENDORF 20 µl	1	+	+	
EPENDORF 200 µl	1	+	+	

<i>EPENDORF 1000 µl</i>	<i>3</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>TRANSFERPETTA 0,5-10 µl</i>	<i>2</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>TRANSFERPETTA 2-20 µl</i>	<i>1</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>TRANSFERPETTA 10-100 µl</i>	<i>1</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>TRANSFERPETTA 20-200 µl</i>	<i>2</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>TRANSFERPETTA 100-1000 µl</i>	<i>2</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>BIOLOGIX 10-100 µl</i>	<i>4</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>BIOLOGIX 20-200 µl</i>	<i>2</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>BIOLOGIX 100-1000 µl</i>	<i>2</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>DLAB 100-1000 µl</i>	<i>2</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>LLG MICROPIPETTE100-1000 µl</i>	<i>1</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>HAMILTON 25 µl</i>	<i>1</i>	<i>+</i>	<i>+</i>
<i>LABOPETTE 0,25</i>	<i>1</i>	<i>+</i>	<i>+</i>

*** Za odrađivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje i izdati valjanu potvrdu nakon izvršene validacije/umjeravanja.

***Servis se radi u slučaju kvara ili nakon odrađene validacije, a koja je ustanovila da neki od aparata ne radi ispravno.